

Stomacher® 80

用于医学、生物科学领域

seward 世沃德
World leaders in sample preparation

英国Seward Stomacher® 80系列拍打式均质器，专为少量生物样品提供处理解决方案。与Stomacher®均质袋配合使用可以安全的处理生物样品，防止交叉污染，同时最大限度地提高可见细胞的回收率。大量实验数据证明，Stomacher® 80系列是目前全世界生命科学应用领域最有效、最灵活的样品制备系统。

- 微量处理
- 强度可调
- 安全高效




观看视频请扫码



Stomacher®80 Biomaster



Stomacher®80 microBiomaster



标准型 5~80ml

- 处理量：250ul~80ml
- 时间和速度一键可选
- 最大限度提高可见细胞的回收率
- 快速，高效的处理微小组织样品，并制备细胞悬浮液
- 拍打强度可调，旋钮式控制（仅限microBiomaster）
- 体积小巧，可放置生物安全柜中使用
- 3年保修，10年技术服务
- 主要应用于医学领域和生物科学领域，是处理动植物小型组织、药物、有害生物样本的理想机器



- ↑ 停止
- ↑ 连续工作模式
- ↑ 定时时间
- ↑ 转速选择
- ↑ 电源开关



型号	Stomacher®80 Biomaster	Stomacher®80 microBiomaster
订货号	0080/000/EU	0080/000/EU/M
强度可调	否	是
定时	30秒, 60秒, 120秒和连续	
预设程序	低速: 230rpm 标准: 265rpm 高速: 300rpm	
桨叶间隙	0~10mm	
最小容量	5ml	250µl
最大容量	80ml	80ml
样品温度	<60°C	
环境操作温度	10~35°C	
环境操作相对湿度	10~89%	
尺寸	W290×D325×H190mm	
重量	15kg	
额定功率	55W	
电源	220~250V 50/60Hz	
绝缘等级	1级 (接地)	
安装等级	过压类别II	
环保等级	污染等级2	

拍打式均质器

订货号	型号	描述
0080/000/EU	Stomacher®80 Biomaster	处理量: 5~80ml, 标配: 主机、电源线、均质袋1包(50/包)、操作手册
0080/000/EU/M	Stomacher®80 microBiomaster	处理量: 250µl~80ml, 标配: 主机、电源线、均质袋1包(50/包)、操作手册

无菌均质袋

订货号	型号	描述
BA6040	标准型	容量: 5~80ml, 尺寸: 105×155mm, 2000/盒(40×50/小包)

更多规格详见第10页

配件

订货号	名称	描述
BA6098	开袋器	PC材质, 含黏粘剂2块, 尺寸: 70×70×140mm, 重量: 0.1kg
BA6090	储放架	PC材质, 位数: 10位, 尺寸: 300×110×120mm, 重量: 0.9kg

