

RO-TAP 振筛仪维护套件

为了确保持久可靠的运转，必要时更换RO-TAP 筛分设备配件，延长其使用寿命，获得更高的成本效益。维修套件可用于更换正常磨损的零件。W.S.Tyler建议使用这些维修套件，以最大程度地减少因配件损坏导致的停机时间。还建议每台新的RO-TAP 振筛仪均购买备用维护套件。

套件订货号	订货号	描述
10121	R-10034	2个偏心盘, 适配RX-29, RX-30, RX-94
	R-10061	1个法兰衬套, 适配RX-29, RX-30, RX-94
	R-10062	1个轴承, 适配RX-29, RX-30, RX-94
	R-10066A	1个软木, 适配RX-29, RX-30, RX-94
	R-10063	2个法兰轴承, 适配RX-29, RX-30, RX-94
10122	R-10034	2个偏心盘, 适配RX-29
	R-10061	1个法兰衬套, 适配RX-29
	R-10062	1个轴承, 适配RX-29
	R-10066A	1个软木, 适配RX-29
	R-10063	2个法兰轴承, 适配RX-29
	R-10058	1个同步带, 适配RX-29
	R-30008	1个上载板, 适配RX-29
	R-20039	1个凸轮齿轮, 适配RX-29
	R-30015	1个同步皮带轮, 适配RX-29
10123	R-10034	2个偏心盘, 适配RX-29
	R-10061	1个法兰衬套, 适配RX-29
	R-10062	1个轴承, 适配RX-29
	R-10066A	1个软木, 适配RX-29
	R-10063	2个法兰轴承, 适配RX-29
	R-10058	1个同步带, 适配RX-29
	R-20039	1个凸轮齿轮, 适配RX-29
	R-30015	1个同步皮带轮, 适配RX-29





RO-TAP 隔音箱和支架

专为与RO-TAP 振筛仪而设计，其工作噪音水平从大约85dB降低到78dB。隔音柜由18号钢和1英寸金属面隔音泡沫内衬制成。

RO-TAP 支架是专门为RX-29和RX-30振筛仪和RX-812粗筛仪设计的。

- 安装设置简单快速
- 美观，坚固的钢结构，支架稳定牢靠
- 可最佳利用实验室空间

订货号	描述
R-30050	隔音柜，适配RX-29和RX-30，89×60×74cm (L×W×H)
RX-99	隔音柜，适配RX-94，86×83×78cm (L×W×H)
R-40041	支架，适用RX-29，RX-30，RX-812，250×81×71cm (L×W×H)
R-10099-30	配件：带球头螺栓的盖弹簧，适用RX-99



RX-20 旋转振筛仪

RX-20旋转筛以经济的包装提供经典的设计和高效的操作系统。基于多年前开发流行设计，一种被许多DOT首选的经过验证的筛分方法。旋转筛可提供从8~12英寸或200-300mm直径的筛子更快地筛分测试。容量范围从六个带接受盘的12英寸全高筛到最多二十个带接受盘的8英寸半高筛。全封闭的机柜可确保安全，无尘的运行。单独的敲击锤有助于颗粒快速筛分通过。数字计时器具有一个LED显示屏，定时范围0~99min，精确+/-1秒。该系统由1/3马力电动机驱动。

- 准确的结果
- 简单高效
- 尺寸：49×66×147cm
- 大约运输重量：215磅

订货号	描述
RX-20	旋转振筛仪，适配Ø8"，12" 筛网



超声波测试筛清洁仪

在清洁液槽中产生超声波振动，使污染物从筛框和介质中清除。

- Ø8" 或Ø200mm的测试筛
- 轻巧便携
- 不锈钢清洗罐
- 内置计时器
- 设备重量：6kg
- 不含溶液（建议使用温和的洗涤剂）

订货号	描述
P-1405	适用于Ø8"，200mm测试筛，Ø24×25cm

湿筛套件

当样品不溶于水时，可以在潮湿的环境中进行测试。

(套件不包括RO-TAP 振动筛)

- 适用于RX-29和RX-94振筛仪
- 套件重量：27磅

订货号	描述
LA11112	适配RX-29
LA11194	适配RX-94
8498	带孔筛盖
8495	带孔接收盘



取样器

将材料样品减少或减少一半以进行筛分测试。分离器保持代表性的粒度分布，同时减小了原始样品的量。

订货号	描述
SS-50	带14个1/2"卸料槽，最大颗粒1/8"，5kg，30×36×30cm (L×W×H)
SS-100	带16个1/2"卸料槽，最大颗粒1/4"，10kg，56×41×41cm (L×W×H)



旋转分装盘

RX-230旋转分装盘使用振动给料机，使不锈钢漏斗的物料流恒定持续。振动送料器从1到16个依次送入采样管。随后可以将每个样品管加盖并立即保存，以最少的操作减少外部污染。

旋转分装盘是干燥、自由流动的颗粒的精确可靠采样的首选方法。该设备减少或消除操作员的操作错误和其他类型相关采样设备的偏差。

RX-230旋转分装盘包括16个分装口，一组16个标准试管，一个容纳容器的样品鼓和一个用于将容器定位在鼓中的漏斗板。所有这些零件都可更换。

订货号	描述
RX-230	33×52×58 cm (L×W×H) , 25磅

