

株式会社 日本精机制作所

NISSEI ACE 破碎乳化机 AM 系列



株式会社日本精机制作所（NIHONSEIKI KAISHA LTD.）研制开发的NISSEI ACE破碎乳化机，选用优秀性能的电机和材料，克服了传统设备的不足，使其性能得到大大提高，高效实用。多年来已经广泛使用于国家及省市兽药监察所、药检所、商品检验检疫局、食品药品加工企业等。

产品特点

- 升降式支架，便于放样取样
- 刀具上端带有不锈钢样品杯盖，可防止样品飞溅
- 样品杯有不锈钢和玻璃两种材质
- 电子调速装置，指针式转速表显示，机械定时（15min或连续）
- 多种试样在短时间内可以连续处理
- 外部冷凝容器可盛放冰水，有效降低均质中对样品产生的热量
- 接触样品的部位可以进行干燥加热和高压蒸汽消毒灭菌
- 操作简单，重量轻，容易搬运



应用领域



■ 医学领域：生物化学、细菌学、药理学、预防医学等方面的检验



■ 药学领域：预防液、注射液、药品等的研究、试制、检查和生产制造




■ 化学领域：化学全面的研究、检查、制造



■ 食品领域：农产品、水产品、加工食品等的试制、检查、研究

技术参数

功率	100W
转速	0~18,000rpm
处理量	5~1,000ml
定时	0~15min或连续
转速控制	机械控制/指针显示
电源	AC220V, 50/60Hz, 1.0A
尺寸	250W×245D×380H mm
重量	约6kg



组合套装 例:



订货信息

订货号	型号	配置
S01580	AM-1	处理量：5~30ml；主机，30ml钢制样品杯1个，钢制刀具与冷凝容器各1个
S01581	AM-2	处理量：5~30ml；主机，30ml玻璃样品杯1个，钢制刀具与冷凝容器各1个
S01582	AM-3	处理量：30~100ml；主机，100ml钢制样品杯1个，钢制刀具与冷凝容器各1个
S01583	AM-4	处理量：30~100ml；主机，100ml玻璃样品杯1个，钢制刀具与冷凝容器各1个
S01584	AM-5	处理量：5~100ml；主机，30ml、100ml钢制样品杯各1个，钢制刀具与冷凝容器各2个
S01585	AM-6	处理量：5~100ml；主机，30ml(玻璃)、100ml钢制样品杯各1个，钢制刀具与冷凝容器各2个
S01586	AM-7	处理量：100~500ml；主机，500ml钢制样品杯1个，钢制刀具与冷凝容器各1个
S01587	AM-8	处理量：5~500ml；主机，30ml、100ml、500ml钢制样品杯各1个，钢制刀具与冷凝容器各3个
S01588	AM-9	处理量：5~500ml；主机，30ml(玻璃)、30ml、100ml、500ml钢制样品杯各1个，钢制刀具与冷凝容器各4个
S01589	AM-10	处理量：500ml~1L；主机，1000ml钢制样品杯1个，钢制刀具与冷凝容器各1个
S01590	AM-11	处理量：5ml~1L；主机，30ml(玻璃)、30ml、100ml、500ml、1000ml钢制样品杯各1个，钢制刀具与冷凝容器各5个
S01591	AM-12	处理量：100~200ml；主机，200ml钢制样品杯1个，钢制刀具与冷凝容器各1个

注：主机不单独销售，可单独选购任意容量的配件